


شیوه شستن ظروف در دو سینک



ضد عفونی کننده های شیمیایی

QUATERNARY AMMONIUM SOLUTION (QUATS)

200 بخش در میلیون

یا
12.5 بخش در میلیون

برای رقیق سازی و زمان تماس، باید دستورالعملهای تولیدکننده را دنبال کنید.

محلول کلر - 100 بخش در میلیون

رقیق سازی 5% سفیدکننده:

- 1 قاشق غذاخوری به ازای هر گالن امپریال آب
- 1/2 اونس مایع به ازای هر گالن امپریال آب
- 1/2 قاشق چایخوری به ازای هر لیتر آب
- 2 میلی لیتر به ازای هر لیتر آب