


# DISHWASHING METHOD GAMIT ANG DALAWANG LABABO



## CHEMICAL SANITIZERS

### CHLORINE SOLUTION – 100ppm

#### Paglabnaw sa 5% bleach:

- 1 tablespoon bawat Imperial gallon ng tubig
- ½ fluid ounce bawat Imperial gallon ng tubig
- ½ teaspoon bawat litro ng tubig
- 2 mL bawat litro ng tubig

### QUATERNARY AMMONIUM SOLUTION

(QUATS) – 200ppm

o kaya

IODINE – 12.5 ppm

Sundin ang mga tagubilin ng manufacturer para sa paglabnaw at contact time.